

### 1.1.2.11 アクセサリー（高出力 水冷センサー用）

#### 1.1.2.11.6 水冷センサー用メトリック水冷コネクタ

Ophirの水冷センサーの標準水冷継手は3/8”、1/2”のプラスチックホース用クイックコネクタとなっています。メトリック水冷コネクタを下記からご選択頂けます。

7Z08352 1/4” - 12mm



7Z08353 1/8” - 10mm



コネクタ（2個セット）	対応センサー	製品番号
1/4”NPT～外径12mmチューブ	20K-W & 30K-W	7Z08352 <sup>(a)</sup>
1/8” NPT～外径10mmチューブ	その他全ての水冷センサー&QBHアダプター	7Z08353

【注釈】(a) 水冷コネクタは、16K-W-BB-55 センサー（P/N 7Z07131）とも互換性があります。

#### 1.1.2.11.7 ターゲットパターン付き保護カバー（高出力センサー/散乱シールド用）

全ての保護カバーは黒色アルマイトのアルミニウム製で、アライメント用ターゲットパターンが描かれています。

**センサー：**5000W、10K-W、15K-Wセンサーには10K-W保護カバーが付属しています。この保護カバーは1000W、L1500Wセンサーにも適合しますが、それらのセンサーには付属していません。保護カバーはセンサーとは別に注文が可能です。20K-Wセンサーには20K-W保護カバーが、30K-Wセンサーには30K-W保護カバーが付属しています。

**散乱シールド：**10K-W / 15K-Wセンサー用散乱シールド(P/N 7Z08295)、20K-Wセンサー用散乱シールド（P/N 7Z08355）、30K-Wセンサー用散乱シールド(P/N 7Z08293)には、それぞれ保護カバー（10K-W/15K-W用 P/N 7Z08345、30K-W用 P/N 7Z08346）が付属しています。

散乱シールドの詳細についてはP107参照。

全ての保護カバーは別途注文が可能です（下表参照）。

保護カバー	対応センサー	製品番号
10K-W保護カバー	15K-W、10K-W、5000W、L1500W、1000Wセンサー（散乱シールド未装着時）	1G01332
10K-W/15K-W散乱シールドカバー	10K-W、15K-Wセンサー（散乱シールド装着時）	7Z08345
20K-W保護カバー	20K-Wセンサー（散乱シールド未装着時）	1G02813 <sup>(b)</sup>
30K-W保護カバー	30K-Wセンサー（散乱シールド未装着時）	1G02406
30K-W散乱シールドカバー	30K-Wセンサー（散乱シールド装着時）	7Z08346

【注釈】(b) 保護カバーは、16K-W-BB-55 センサー（P/N 7Z07131）とも互換性があります。

10K-Wセンサー + 保護カバー




30K-Wセンサー + 保護カバー




散乱シールド  
保護カバー装着時




10K-W 保護カバー




20K-W 保護カバー



30K-W 保護カバー



10K-W / 15K-W  
散乱シールドカバー



30K-W  
散乱シールドカバー

